

貨號：H84101601

## Dale<sup>®</sup>鼻胃管固定器

### 鼻胃管的安全保證

Dale 鼻胃管固定器是理想的進食管及呼吸管固定裝置，適合 Salem sump 管、Levin 胃管、鼻胃進食管和鼻胃腸管使用。它可以長時間舒服地貼在皮膚上，而且容易取下。

[不含乳膠]

### 使用說明：

1. 病人裝好插管後，用酒精棉清潔管子和鼻部。請勿使用安息香。
2. 從鼻墊處將固定器從襯墊撕下。把鼻墊套在鼻子上（圖 1）。
3. 使用離插管最近的繫帶以螺旋方式緊緊纏繞插管（圖 2）。
4. 以同樣的螺旋方式纏繞剩下的繫帶（圖 2）。

拆除：以不黏附的尖頭將繫帶解開即可。

本固定器僅供單位病人使用。

### 訂購資訊：

貨號：H84101601 Dale<sup>®</sup>鼻胃管固定器  
適合所有人。個別包裝，50 個一盒，整盒出售。

Dale 醫療產品有限公司  
地址：7 Cross Street, P.O. Box 1556  
Plainville, MA 02762-0556, USA  
電話：800-343-3980 國際電話：508-695-9316  
傳真：508-695-6587 [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

歐洲代表處：  
Medlink Europe B.V. Nieuwegein, NL  
電話：31.30.287.0458 傳真：31.30.280.0388

修訂版 A