

# Dale<sup>®</sup> Gastro-nasale sonde fixator

## Uitstekende en veilige bevestiging voor gastro-nasale sondes

De Dale gastro-nasale sonde fixator bevestigt voedings- en ademhalingslangen zoals Salem pomp­slangen, Levin maagslangen, naso-enterische voedingslangen en naso-gastrische darmslangen op een ideale en veilige manier. De huidvriendelijke kleefband laat toe de fixatie voor lange tijd te gebruiken maar blijft gemakkelijk te verwijderen.

### Instructies bij het aanbrengen

1. Nadat de sonde is geplaatst, reinigt u deze en de bovenzijde van de neus met een alcoholdoekje.
2. De fixator volledig losmaken van de drager, beginnend bij het neuskussen. Breng het neuskussen aan op de neus (figuur 1).
3. Neem het lipje dat zich het dichtst bij de slang bevindt en wikkel het stevig in spiraalvorm rond de sonde (figuur 2).
4. Wikkel het resterende lipje op dezelfde manier rond de sonde (figuur 2).

Om te verwijderen: gebruik eenvoudig de niet klevende uiteinden om de fixatie te verwijderen.

### Eénmalig gebruik.

## Bestelinformatie

#H8410**1601** Dale<sup>®</sup> Gastro-nasale sondefixator  
Universele maatvoering. Afzonderlijk verpakt.  
Verkocht in dozen van 50.

**LATEXVRIJ**

