

Porta-sonda nasogastrica Dale®

Massima sicurezza per sonde nasogastriche

Il porta-sonda nasogastrica Dale è ideale per sostenere le sonde di alimentazione e aspirazione, come le sonde di estrazione Salem, le sonde gastriche Levin, le sonde per l'alimentazione nasoenterica e le sonde nasogastriche intestinali. Il porta-sonda Dale, inoltre, aderisce senza ledere la cute, può rimanere *in situ* per lunghi periodi ed è facilmente rimuovibile.

Istruzioni per l'applicazione

1. Una volta che la sonda è in posizione, detergere la sonda e il naso con un fazzolettino imbevuto di alcol.
2. Togliere completamente il materiale protettivo dal porta-sonda partendo dal cuscinetto per il naso e applicare quest'ultimo sul naso (Figura 1).
3. Scegliere il lembo più vicino alla sonda e cominciare ad avvolgerci strettamente la sonda formando una spirale (Figura 2).
4. Avvolgere l'altro lembo formando sempre una spirale.

Per rimuovere il dispositivo basta prendere le estremità non aderenti per staccare i lembi dalla sonda.

Esclusivamente monopaziente.

Informazioni per ordinare il prodotto

#H8410**1601** Porta-sonda nasogastrica Dale®

Misura unica. Confezioni singole,
vendute in contenitori da 50.

**NON CONTIENE
LATTICE**

