

Suporte de Sonda Nasogástrica Dale®

Número do Produto H8410**1601**
Não esterilizado

Segurança Superior para Sondas Nasogástricas

O Suporte de Sonda Nasogástrica Dale é ideal para apoiar as sondas de alimentação e de aspiração, como as sondas nasais Salem, as sondas gástricas Levin, as sondas de alimentação naso-entéricas e as sondas nasogástricas intestinais. O adesivo não prejudicial à pele pode permanecer no local por muito tempo sem dificultar a sua remoção.

Instruções de Aplicação

1. Depois de a sonda estar colocada, limpar a sonda e enxugar o nariz com álcool.
2. Retirar o revestimento do suporte, começando pelas almofadas do nariz. Coloque a almofada do nariz no nariz (Figura 1).
3. Escolha a fita mais perto da sonda e comece por enrolar a sonda de modo espiral (Figura 2).
4. Escolha a fita mais perto da sonda e comece por enrolar a sonda de modo espiral (Figura 2).

Para retirar: Basta pegar nas extremidades não adesivas para desenrolar as fitas da sonda.

Utilizável num só paciente.

Informação de Encomenda

#H8410**1601** **Suporte de Sonda Nasogástrica Dale®**
Ajustável. Embalado individualmente. À venda em caixas de 50.

SEM LÁTEX

