

Sujetador para Tubos Naso-Gástricos Dale®

Alta seguridad para tubos naso-gástricos

El sujetador para tubos naso-gástricos de Dale es ideal para sujetar tubos de alimentación y aspiración, como por ejemplo los tubos sumidero Salem, los tubos estomacales Levin, los tubos naso-entéricos de alimentación y los tubos naso-gástricos intestinales. Además, el adhesivo no irrita la piel y permanece en posición durante largo tiempo, aunque puede retirarse con facilidad.

Instrucciones de uso

1. Una vez se ha colocado el tubo, limpie el tubo y la nariz con alcohol.
2. Retire por completo la cubierta del sujetador, empezando por la almohadilla de la nariz. Adhiera la almohadilla a la nariz. (Figura 1).
3. Elija la lengüeta más cercana al tubo y úsela para envolverlo suavemente, moviéndola en forma espiral (Figura 2).
4. Utilice la misma técnica envolvente con la otra lengüeta.

Para retirar: use las puntas no adherentes para retirar las lengüetas del tubo.

Sólo para un paciente. No reutilizable.

Información para efectuar pedidos

#H8410**1601** **Sujetador para Tubos Naso-Gástricos Dale®**

Se adapta a todos los pacientes. Envases individuales.
Se vende en cajas de 50.

