

ผลิตภัณฑ์

หมายเลข 270

ใช้กับท่อช่วยหายใจขนาด 7.0-10.0 มิลลิเมตร

Dale® Stabilock™

อุปกรณ์ยึดท่อช่วยหายใจ Dale®

_____ สำหรับความสะดวกและการยึดอย่างมั่นคง

ชนิดผลิตภัณฑ์

ช่วยป้องกันท่อช่วยหายใจหลุดจากที่โดยไม่ตั้งใจ

การประยุกต์ใช้

1. ทำความสะอาดท่อแล้วปล่อยให้แห้ง

2. ทำความสะอาดผิวหนัง แล้วเตรียมฐานติดผิว (adhesive base) โดยลอกแผ่นกันน้ำเทปกาวออกจากแผ่น ปิดลงที่ด้านบนของริมฝีปากคนไข้ (A) ตัดแต่งขอบเท่าที่จำเป็น ฐานติดผิวนี้อาจจะปิดโดยปลายม้วนกลับขึ้นหรือลงก็ได้

สำหรับคนไข้ที่มีแผลหรือมีหนองครา ให้ติดไปตามความเหมาะสมเฉพาะรูปพื้นผิว ที่ขากรรไกรล่าง ให้ติดด้วยปลายม้วนกลับขึ้นหรือตัดมุมทิ้งไปแล้วติดลงกับผิวแก้มคนไข้

เปลี่ยนฐานติดผิวทุก 3 วัน หรือเร็วกว่านั้นหากจำเป็น

3. กัดห่วงยึดคอ (neckband) กับแผงเกี่ยวเวลโคร (Velcro®) บนฐานติดผิว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ช่องเปิดต่อท่อ (tubing Channel) ได้แนวตรงดีกับท่อช่วยหายใจ (endotracheal tube) (B)

4. เปิดแผงเกี่ยวที่ปลายทั้งสองข้างของแถบยึดคอ แล้วพันโอปติร์ระตรงด้านล่างใบหู ติดแผงเกี่ยวให้แน่นกับด้านนอกของห่วงยึดคอ (C)

5. ดันช่องเปิดต่อท่อลงมาที่ท่อช่วยหายใจ (D)

6. ห่างไปจากตำแหน่งท่อช่วยหายใจที่หมายไว้ ให้พันเทปกาว (ผ้าเทป) แบบม้วนรอบ ๆ ระหว่างช่องเปิดต่อท่อกับท่อช่วยหายใจให้มั่นคง การพันท่อด้วยผ้าเทป พึงระวังว่าเริ่มพันอย่างน้อย 1 นิ้วเข้าไปหาช่องเปิดต่อท่อ (E) เปลี่ยนผ้าเทปตามความจำเป็น

ดูให้แน่ใจว่าห่วงยึดคอมั่นคงดีโดยการลองปรับแผงเกี่ยวยึดตามที่เหมาะสม

การปรับตำแหน่งท่อช่วยหายใจ: เปิดแผงเกี่ยวขึ้น ใช้นิ้วยึดฐานติดผิวเอาไว้ในขณะที่ดึงลมห่วงยึดคอออกจากฐาน ปรับตำแหน่งท่อแล้วกดคืนกลับไปที่ฐานและติดแผงเกี่ยวให้มั่น

การเอาออก: แกะเทปผ้าออกจากท่อและช่องเปิดต่อท่อ ยกห่วงยึดคอออกแล้วลอกฐานติดผิวออกอย่างนุ่มนวล

ข้อแนะนำจากเดล: เปลี่ยนย้ายตำแหน่งท่อให้บ่อย ๆ เพื่อป้องกันริมฝีปากและเนื้อเยื่อข้างใต้ชอกช้ำจากแรงที่กดนาน ๆ

ข้อแนะนำสำคัญจากเดล: ยกหูหนุนชุดช่วยหายใจนี้เพื่อให้แรงกดจากท่อช่วยหายใจลดน้อยลง

ข้อบ่งชี้การใช้
ที่ให้ผลดี

- ทำความสะอาดผิวหนังทุกครั้งที่จะติดฐานติดผิว

- ติดฐานติดผิวให้พ้นจากขอบริมฝีปาก
- พันผ้าเทปม้วนรอบให้แข็งแรง ระหว่างช่องเปิดต่อท่อกับท่อช่วยหายใจ
- แนใจว่าพันผ้าเทปกับท่ออย่างน้อย 1 นิ้วจากช่องเปิดต่อท่อ
- ลอกฐานติดผิวออกอย่างนุ่มนวลเพื่อลดความชอกช้ำของผิวหนัง
- ยกหูชูท่อช่วยหายใจ

สาริตการบริการ วิดีโอการใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ โปรดเยี่ยมชมที่ www.dalemed.com

ข้อมูลการสั่งผลิตภัณฑ์

#H84102701 อุปกรณ์ยึดท่อช่วยหายใจ Dale® Stabilock™

ใช้กับท่อช่วยหายใจขนาด 7.0-10.0 มิลลิเมตร

แยกบรรจุแต่ละชิ้น ลงกล่องละ 10 ชิ้น

#H84102731 ฐานติดผิวอุปกรณ์ Dale® Stabilock™

แยกบรรจุแต่ละชิ้น ลงกล่องละ 10 ชิ้น

ใช้แล้วทิ้งสำหรับคนไข้เฉพาะคน สวมลิขสิทธิ์การออกแบบ

ผลิตตามข้อกำหนดของ ACLS

ผลิตภัณฑ์การแพทย์ Dale หาได้ตามโรงพยาบาล/ ผู้ขายส่งผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ท่านเลือก

ไร้สารจากต้นยาง

ผลิตภัณฑ์การแพทย์ Dale จำกัด จดทะเบียนลิขสิทธิ์ 2006 เวลโคร จดทะเบียนลิขสิทธิ์ของบริษัทเวลโครสหรัฐอเมริกา จำกัด

สงวนทุกลิขสิทธิ์

ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา

Rev B